



Labor-Gefriertrockner Alpha 1-2 LSCbasic



Leistungsstarkes
Tischgerät für jeden Tag
- mit intuitiver Steuerung
und attraktivem
EntryPackage

Zum
Produktvideo



Martin Christ
Gefriertrocknungsanlagen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode • Germany
Tel. +49 (0) 55 22 50 07-0
Fax +49 (0) 55 22 50 07-12
info@martinchrist.de
www.martinchrist.de

Leistungsstarkes Tischgerät Optimal für Ihre Routine-Anwendung



Kleines, leistungsstarkes Tischgerät zur effizienten Lyophilisation von Proben für den Laboralltag. Typische Anwendungen sind z.B. Bakteriensuspensionen, Biomasse, Nahrungsmittel oder Analytik. Wässrige Proben sind einfach möglich.



2.5 kg

-55 °C

Technische Daten

Eiskondensatorkapazität	2,5 kg
Eiskondensatortemperatur	-55°C
Grundgerät (B x H x T)	315 x 345 x 470 mm
Gewicht	32 kg
Kommunikation (optional)	USB, LAN

EntryPackage Ihr Einstieg in die effiziente Lyophilisation



Leistungsstarkes Komplettpaket.



Attraktiver Paketpreis.



Kurze Lieferzeit.



Verkauf ab Werk
Jetzt bestellen!

Im EntryPackage enthalten

- Alpha 1-2 LSCbasic
- Vakuummeßsonde
- Vakuumschlauch
- Bodenplatte
- Trocknungskammer mit 6 Anschlüssen
- Gummiventile
- Vakuumpumpe
- Drucksteuerventil

Intuitive Steuerung mit Touch-Screen LSCbasic Anlagensteuerung



Die intuitive Anlagensteuerung macht jedes Projekt komfortabel. Durch automatische Prozessabläufe sind reproduzierbare Ergebnisse sichergestellt.

- Farbiger 5,7" Touch-Screen mit übersichtlicher Darstellung
- Manuelle oder automatische Weiterschaltung von Gefriertrocknungsprozessen
- Interaktive Visualisierung des Anlagenschemas
- Ausführliche Meldungstexte (Ursache, Maßnahme, Wirkung)
- Wartungsintervall Vakuumpumpe und Anlage
- Integration der Sublimationskurve
- Vielfältige Auswahl an Fremdsprachen
- Wählbare Maßeinheiten für Temperatur und Druck
- Passwort-Schutz möglich
- Prozessdatenerfassung via USB bzw. LAN